

SPOKAR XML mezizubní kartáček sada 0,4 - 0,8 mm

» Úklid a drogerie » Osobní hygiena » Péče o zuby » Zubní kartáčky

| | |
|-----------|------------------------|
| Značka | Spokar |
| Kód zboží | 985-00027812 |
| Jednotka | ks |
| Balení | 12 |

Sada mezizubních kartáčků SPOKAR XML 0,4-0,8 je ideálním řešením pro ty, kteří chtějí najít správnou velikost kartáčku pro své mezizubní prostory.

Dostupnost: více>5ks

SPOKAR XML mezizubní kartáček sada 0,4 - 0,8 mm

» Úklid a drogerie » Osobní hygiena » Péče o zuby » Zubní kartáčky

Popis

Sada mezizubních kartáčků SPOKAR XML 0,4-0,8 je ideálním řešením pro ty, kteří chtějí najít správnou velikost kartáčku pro své mezizubní prostory. Díky této sadě si můžete vyzkoušet jednotlivé velikosti kartáčků a následně si od jedné objednat celé balení. Tento praktický přístup zajišťuje efektivní a přizpůsobenou péči o ústní hygienu. Vlastnosti mezizubních kartáčků SPOKAR XML: Ergonomické držadlo: Držadlo s průřezem ve tvaru písmene "X" poskytuje pohodlné uchopení a precizní kontrolu Tvar "L": Prodloužená rukojeť ve tvaru L pro snazší přístup i do zadních mezizubních prostorů Vysoce kvalitní materiály: Jemná polyamidová vlákna a nerezová spirálka s hladkým povrchem zajišťují účinné a šetrné čištění Životnost kartáčku: Dlouhá životnost kartáčku díky použití speciálních polyamidových vláken Praktická krytka: Součástí každého kartáčku je plastová krytka, která chrání vlákna a usnadňuje použití na cestách Pět velikostí v jedné sadě: Vhodné pro různé šířky mezizubních prostorů Přední český designér Petr Novague navrhl tuto sadu s důrazem na ergonomii a funkčnost. Hlavním cílem bylo vytvořit kartáčky, které umožní co nejsnazší přístup do zadních mezizubních prostorů. Proč zvolit sadu mezizubních kartáčků SPOKAR XML: Jednoduché nalezení správné velikosti: Vyzkoušením různých velikostí snadno zjistíte, která vám nejlépe vyhovuje Na rovnátka: Ideální pro čištění kolem zámků fixních rovnátek a dalších ortodontických aparátů Praktické balení: Kartáčky jsou baleny v opakovaně uzavíratelném transparentním sáčku, což zajišťuje snadné skladování a přenos Péče o zuby a dásně: Pomáhá předcházet paradentóze a zajišťuje zdravé mezizubní prostory Tipy pro používání mezizubních kartáčků SPOKAR XML: Vyzkoušejte jednotlivé velikosti ze sady, abyste zjistili, která vám nejlépe vyhovuje Jemně zaveďte kartáček do mezizubního prostoru a pohybujte jím vpřed a vzad Kartáček po každém použití doma opláchněte a nechte vyschnout, nekládejte do plastové krytky, ta chrání vlákna a usnadňuje použití na cestách Mezizubní kartáček měňte pravidelně, ideálně každé 2 týdny, aby byla zachována jeho účinnost Sada mezizubních kartáčků SPOKAR XML 0,4-0,8 je součástí prémiové řady dentálních pomůcek značky SPOKAR. Díky svému inovativnímu designu a kvalitnímu zpracování je ideálním pomocníkem pro každodenní péči o zdravé zuby a dásně.